

LinkDes™ Antiseptik-Gel

Eigenschaften

Sanfte Handhygiene - beseitigt Bakterien, Keime und Pilze. Für alle hygiene relevanten Bereiche in der Industrie und im Gewerbe. Es beseitigt effektiv Bakterien, Keime und Pilze auf der Haut. Dank seiner hautfreundlichen und rückfettenden Eigenschaften ist ein täglicher, mehrmaliger Einsatz problemlos möglich. Hochwertige Pflegekomponenten schützen die Hände vor Austrocknung

Inhaltsstoffe

INCI: ALCOHOL DENAT., AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERINE, PROPYLENE GLYCOL. Das Produkt enthält KEINE allergenen Inhaltsstoffe i.S. der RL 76/768/EWG und RL 2003/15/EG.

Vorteile

- Hautfreundliches Gel
- Angenehm milder Duft
- Mehrmaliger Einsatz problemlos möglich
- Schützt die Hände vor Austrocknung
- Auch in verschiedenen Duftsorten erhältlich

Einsatz

Für alle hygiene relevanten Bereiche in der Industrie. Es eignet sich für die schnelle und sichere Desinfektion der Hände für zwischendurch - speziell bei Arbeiten mit kontaminiertem Material. Bei Arbeiten in belasteter Umgebung, wie beispielsweise Kläranlagen, Sanitär- Wesen, Miet-Toiletten, für Außendienstmitarbeiter, usw.

Anwendung

LinkDes™ Antiseptik-Gel ca. eine Haselnuss große Menge auf die Handflächen verreiben, einziehen lassen - Fertig!

Anwendungshinweis:

Hygienische Handdesinfektion (nach EN 1500 Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Prüfverfahren und Anforderungen Phase 2 / Stufe 2); Deutsche Fassung EN 1500:1997 zum Einreiben.

LinkDes™ Antiseptik-Gel unterliegt der Kosmetikverordnung, den Kosmetikrichtlinien der EG, dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz.

LinkDes™ Antiseptik-Gel ist ein Kosmetikum und kein Desinfektionsmittel im Sinne des Arzneimittelrechtes!

Sicherheitshinweise

Hinweise auf Etikett und EG - Sicherheitsdatenblatt beachten!

VOR FROST SCHÜTZEN!!
Nicht unter 5°C lagern!

Kennzeichnung



R-Sätze

11 Leichtentzündlich.

S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verpackung

100 ml Tuben, 100 ml Pumpspender, 500ml Automatikspender, Nachfüllgebinde: 5L, 10L, 30 L

Hinweis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

